

Der PM Pferde- Schwinglifter



- bei akuter Hufrehe
- Frakturen und
- Sehnenverletzungen

Balancierte Entlastung des
Bewegungsapparates

Erfolgreicher behandeln ... sichtbare Schmerzerleichterung

Erfolgreicher behandeln bei Hufrehe, Frakturen und Sehnenverletzungen

Mit dem PM Pferde-Schwinglifter kann der Bewegungsapparat erkrankter oder verletzter Pferde längerfristig, das heißt auch über Wochen, gleichmäßig teilentlastet werden. Die Entlastung ist von 50 bis 200 kg flexibel einstellbar.



Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten in der Behandlung und Rekonvaleszenz bei akuter Hufrehe, Frakturen und Sehnenverletzungen.

Optimale Bewegungsfreiheit – Zufriedene Pferde

Die Pferde können sich frei in der Box bewegen und sogar hinlegen. Sie haben zu jeder Zeit „Bodenhaftung“ und werden dennoch in jeder Bewegung völlig gleichmäßig und effektiv entlastet.

Dies wird erreicht durch die federnde und frei drehbare Einpunkt-Aufhängung in einem beweglichen Schienensystem. Das besonders schonende Gurtsystem ermöglicht den Einsatz über Wochen und ist auf Größe und Typ des Pferdes flexibel einstellbar.

Die Pferde fühlen sich wohler und vielen sekundären Problemen von Langzeitbehandlungen wie Belastungsrehe oder Verdauungsstörungen wird effektiv vorgebeugt.



Sehen Sie auch das Video dazu auf:
www.Pferde-Schwinglifter.de

Sofort sichtbare Schmerzerleichterung bei akuter Hufrehe:

„Unser erster Anwendungsfall war ein Pferd mit akuter Hufrehe auf allen vier Hufen. Sobald das Pferd durch das Gurtsystem des PM Pferde-Schwinglifters entlastet wurde, war für alle Anwesenden klar, dass sich das Pferd deutlich erleichtert fühlte. Es bewegte sich sofort erstaunlich gut in der Box.“

Unsere Erfahrungen seitdem bestätigen, dass der Einsatz des PM Pferde-Schwinglifters in der akuten Phase der Hufrehe und über weitere drei Wochen im Anschluss die schnelle Genesung der Pferde maßgeblich unterstützt.“

Dr. Oliver Genot, Pferdeklinik an der Rennbahn, Iffezheim bei Baden-Baden
(www.pferdeklinik-rennbahn.de)

Pferdeklinik
an der Rennbahn

Behandlung vor Ort

Der PM Pferde-Schwinglifter kann in allen Stallungen, auch „zu Hause“ vor Ort, eingesetzt werden. Dazu wird die mobile Box des PM Pferde-Schwinglifters entweder freistehend genutzt oder in bestehende Boxen eingebaut. Das macht eine Behandlungsunterstützung bei nicht transportfähigen Pferden oder zum Zweck der Reha möglich.

Klinikeinsatz in Aufwachboxen

In den Phasen vor und nach einer Vollnarkose besteht für die Pferde eine besondere Verletzungsgefahr. Hier wirkt die Teilentlastung des Lifters unterstützend sowohl beim Hinlegen als auch beim Aufstehen des Pferdes.



Durch das kräftige und flexibel anpassbare Gurtsystem werden die Pferde sanft stabilisiert. Das optionale Hintergeschirr schafft zusätzliche Sicherheit.



Bessere Heilungschancen durch mehrwöchige Entlastung

Das atmungsaktive Gurtpolster wird bei richtigem Sitz ununterbrochen über Wochen eingesetzt. Zur Reinigung lässt es sich vom Gurtsystem einfach abtrennen. Durch das weiche Polster, die flexiblen Gurtstreifen und Spanngurte kann das Gurtsystem jedem Pferd problemlos angepasst werden.



Mobile Box zum Mieten



Bessere Behandlungsergebnisse

Wir setzen den PM Pferde-Schwinglifter seit Sommer 2009 in unserer Klinik ein und konnten damit bei Pferden mit unterschiedlichen orthopädischen Erkrankungen die Behandlung positiv beeinflussen.

Die Konstruktion des Schwinglifters erlaubt den Pferden trotz Verletzung, sich in der Box leicht zu bewegen und sich hinzulegen. Dieses trägt **erheblich zu einem verbesserten Allgemeinbefinden** bei und beugt vielen sekundären Problemen, nicht zuletzt auch Verdauungsstörungen, vor.

Wir haben auch den **mobilen Einsatz eines PM Pferde-Schwinglifters bei einem nicht transportfähigen S-Springpferd** mit einer Fraktur des Unterarms (Radius) angeregt. So konnte eine fatale Fraktur des Radius vermieden und die Fraktur zur Abheilung gebracht werden.

Herr Dr. Karsten Weitkamp, Tierärztliche Klinik für Pferde in Telgte (www.tierklinik-telgte.de)




Ganz nach Bedarf ...

Kaufen oder Mieten



Zubehör für alle Fälle



Durch mehr oder weniger Gurtstreifen kann der breite Gurt auf 700 bis 900 mm Breite eingestellt werden. Hintergeschirre verhindern ein Vorrutschen des Gurtsystems.

Auch erhältlich sind eine dauerhaft installierbare Zugwaage mit ansteckbarer digitaler Anzeige und eine Halterung für Stromzufuhr.

Technische Daten des PM Pferde-Swinglifters	
Mindest-Raumhöhe:	3,20 m
Standardmaße der mobilen Box:	3 m x 3 m
Mindestmaße der mobilen Box:	2,65 m x 2,65 m
Standard-Entlastung:	100-150 kg
(Min./Max. Entlastung, fest einstellbar):	(50-200 kg)
Standardausführung und Lieferumfang:	
- Verzinktes Boxengestell mit Schienensystem und drei festen Boxenwänden (geölte Multiplexplatten)	
- 1 aushängbare Türwand + 1 Gitterwand	
- Lifter, Traverse, Auszugsbegrenzer	
- Gurtsystem mit Polster, schmal (Breite: 600 mm) und zusätzlichem Polster zum Wechseln	
Zubehör:	
- Gurtsystem mit Polster, breit (variabel 700-900 mm)	
- Hintergeschirr, schmal oder breit	
- Zugwaage mit digitaler Anzeige der Entlastung	
- Halterung für Stromzufuhr inkl. Montagesatz Innenwand	

Mobile Box zum Mieten!
Telefon +49 (0) 68 32 475

Ganz nach Bedarf: Kaufen oder Mieten

Der PM Pferde-Swinglifter ist in einer Standardausführung mit mobiler Box und mit vielerlei Zubehör erhältlich. Die Preisliste senden wir oder unsere Stützpunktpartner im Ausland Ihnen gerne auf Anfrage zu. Auf Wunsch fertigen wir auch Sonderausführungen, z.B. für Aufwachboxen.

Für Behandlungen vor Ort oder bei zusätzlichem Bedarf kann der PM Pferde-Swinglifter auch von der Michael Puhl GmbH oder Partnern gemietet werden. Das Partnernetzwerk mit Vermietungsstützpunkten ist derzeit im Aufbau.

Mietpreise für den PM Pferde-Swinglifter	
Miete für bis zu 4 Wochen	
Inklusive: Lieferung/Montage und Abbau/ Abholung im Umkreis von 300 km eines Stützpunktes	pauschal 2.000 € (zzgl. MwSt.)
Verlängerung pro Tag	30 €/Tag +MwSt.
Fahrtkosten pro km über 300 km hinaus	0,50 €/km +MwSt.
Übernachungskosten	auf Anfrage

Der PM Pferde-Swinglifter ist ein technisches Hilfsmittel für die mit der Behandlung bzw. Rehabilitation von Pferden betrauten Fachpersonen wie Tierärzte, Tierklinikpersonal oder Hufschmiede, um Behandlungen zu unterstützen und die Genesung positiv zu beeinflussen. Der Einsatz des PM Pferde-Swinglifters ist immer durch einen Tierarzt zu verordnen.



Michael Puhl – Innovationen für Pferde

Michael Puhl ist seit mehr als 30 Jahren staatlich geprüfter Hufbeschlagschmied. Zu seinen Kunden zählen sowohl private Kunden im Pferdeleistungssport und Freizeitreiten, als auch Tierärzte, Pferdekliniken, Hufschmiede und Profi -Trainer verschiedenster Pferdesportdisziplinen.

Seine Innovationen wie die PM Hufbeschlagstechnik, die PM Hufklammer und den PM Pferde-Schwinglifter hat er aus der Praxis heraus und in intensiver Auseinandersetzung mit Tierärzten und Kliniken entwickelt. Seine Produktentwicklungen sind patentiert und werden weltweit erfolgreich verkauft und angewendet.

Michael Puhl führt ein orthopädisches Hufzentrum am Stammsitz seiner Hufbeschlagschmiede in Losheim am See/Deutschland nahe der luxemburgischen Grenze.

Die PM Hufbeschlagstechnik, seine PM Produkte und den PM Pferde-Schwinglifter stellt er regelmäßig auf internationalen Hufbeschlags- und Tierärztekongressen, Messen und in Pferdekliniken vor.

Termine und weitere Infos auf
www.Pferde-Schwinglifter.de

Ihr Ansprechpartner:



Michael Puhl GmbH

Prof.-Peter-Wust-Straße 32a
66679 Losheim am See / Deutschland
Telefon 00 49 (0) 68 32 475
Telefax 00 49 (0) 68 32 8 05 25
info@pmhuftechnik.de
www.pmhuftechnik.de